

**Provette PCR singole****Ratiolab**

Provette per PCR.

- In polipropilene puro (PP);
- Trasferimento di calore rapido e omogeneo grazie al design delle pareti sempre ultrasottile;
- Perfettamente compatibile con tutte le principali marche di termociclatori grazie alla produzione precisa;
- Prive di DNasi, RNasi e DNA;
- Tappi progettati per una tenuta ermetica per ridurre l'evaporazione del campione, facile apertura e chiusura;
- Adatte a Real Time PCR.



Code	Description	Packaging
LLG04653832	Provette PCR singole da 0,2 ml con tappo a cupola	1000 pz



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
VIA R. MERENDI, 22  
20007 CORNAREDO (MI)  
TEL. +39 02 93 99 190  
FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

