

**Bottiglia con tappo dotato di sigillo a strappo, collo largo****Kartell**

Bottiglie in HDPE, dotate di **tappo a vite con apertura del sigillo a strappo**.
Ideali per gli impieghi in cui non debba essere consentita l'**apertura indesiderata** nelle fasi successive al riempimento.
Idonee per contatto alimentare.



Code	Description	Packaging
LLG04662219	Bottiglia in HDPE, bocca larga, tappo di sicurezza, bianca, 250 mL, Ø 60x137 h mm, Ø bocca 30 mm, ATTENZIONE! ORDINE MINIMO 50 pz O MULTIPLI DI 50 pz	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

