

**Bottiglia con tappo dotato di sigillo a strappo, collo largo****Kartell**

Bottiglie in HDPE, dotate di **tappo a vite con apertura del sigillo a strappo**.  
Ideali per gli impieghi in cui non debba essere consentita l'**apertura indesiderata** nelle fasi successive al riempimento.  
Idonee per contatto alimentare.



Code	Description	Packaging
LLG04662219	Bottiglia in HDPE, bocca larga, tappo di sicurezza, bianca, 250 mL, Ø 60x137 h mm, Ø bocca 30 mm, ATTENZIONE! ORDINE MINIMO 50 pz O MULTIPLI DI 50 pz	1 pz



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
VIA R. MERENDI, 22  
20007 CORNAREDO (MI)  
TEL. +39 02 93 99 190  
FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

