



Provetta per campioni NMR, da 3 mm, con tappo, 7" L, High-Throughput

SP Wilmad Labglass

Provetta per campioni NMR, da 3 mm, con tappo, 7" L, High-Throughput.
I tubi NMR ad alto rendimento sono realizzati in vetro borosilicato di tipo I, classe A.
Progettati per un uso regolare nella maggior parte degli spettrometri NMR a bassa e media lunghezza d'onda.
Una delle migliori tolleranze OD del settore.
Corretto adattamento al rotore garantito.
Verificati al 100% per difetti su superficie e in dimensioni.



| Code | Description | Packaging |
|-------------|--|-----------|
| LLG04683521 | Provetta per campioni NMR, da 3 mm, con tappo, 7" L, High-Throughput | |



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

