

**Provetta per campioni NMR, da 3 mm, con tappo, 7" L, High-Throughput****SP Wilmad Labglass**

Provetta per campioni NMR, da 3 mm, con tappo, 7" L, High-Throughput.

I tubi NMR ad alto rendimento sono realizzati in vetro borosilicato di tipo I, classe A.

Progettati per un uso regolare nella maggior parte degli spettrometri NMR a bassa e media lunghezza d'onda.

Una delle migliori tolleranze OD del settore.

Corretto adattamento al rotore garantito.

Verificati al 100% per difetti su superficie e in dimensioni.



Code	Description	Packaging
LLG04683521	Provetta per campioni NMR, da 3 mm, con tappo, 7" L, High-Throughput	



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

