

**Kit di filtrazione Sartoclear® Dynamics Lab V, 50 mL, 1g**

Sartorius Lab Instruments

I kit Sartoclear Dynamics® Lab permettono di eseguire la chiarificazione e la filtrazione sterile in un unico step.

Eliminano completamente il passaggio in centrifuga altrimenti necessario per chiarificare i campioni, semplificano il processo e consentono l'efficace chiarificazione e sterilizzazione delle colture cellulari.

- Un solo passaggio per la raccolta di colture di cellule di mammifero;
- Kit pronti per l'uso;
- Filtrazione rapida e senza sforzo;
- Filtrazione di 50 mL fino a 1 L di colture di cellule di mammifero con i kit Sartoclear

Dynamics® Lab V: buste di coadiuvante di filtrazione DE abbinata a unità filtranti sotto vuoto Sartolab® RF per la filtrazione sterile.



Code	Description	Packaging
LLG04685397	Kit di filtrazione Sartoclear® Dynamics Lab V, 50 mL, 1 g, pori 0.22 µm	24 pz



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
VIA R. MERENDI, 22  
20007 CORNAREDO (MI)  
TEL. +39 02 93 99 190  
FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

