

**Kit di filtrazione Sartoclear® Dynamics Lab V 50 mL, 2g**

Sartorius Lab Instruments

I kit Sartoclear Dynamics® Lab permettono di eseguire la chiarificazione e la filtrazione sterile in un unico step.

Eliminano completamente il passaggio in centrifuga altrimenti necessario per chiarificare i campioni, semplificano il processo e consentono l'efficace chiarificazione e sterilizzazione delle colture cellulari.

- Un solo passaggio per la raccolta di colture di cellule di mammifero;
- Kit pronti per l'uso;
- Filtrazione rapida e senza sforzo;
- Filtrazione di 50 mL fino a 1 L di colture di cellule di mammifero con i kit Sartoclear Dynamics® Lab V: buste di coadiuvante di filtrazione DE abbinate a unità filtranti sotto vuoto Sartolab® RF per la filtrazione sterile.



Code	Description	Packaging
LLG04685398	Kit di filtrazione Sartoclear® Dynamics Lab V, 50 mL, 2 g, 0.22 µm	24 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

