

**Panni WypAll® L40, bianchi, larghi, rotolo da 875 panni****Kimberly-Clark**

Panni WypAll® L40, bianchi, larghi, rotolo da 875 panni.

E' un panno monouso resistente e assorbente, perfetto per la pulizia generica quotidiana, soffice e delicato per la cura dei pazienti in campo sanitario. Questi panni contengono un foglio base in DRC (double re-creped), un tessuto a più strati resistente, spesso e altamente assorbente che permette di eseguire le pulizie senza rompersi e con un minore consumo di panni, a vantaggio della riduzione dei costi.



Code	Description	Packaging
LLG04685604	Panni WypAll® L40, bianchi, larghi, rotolo da 875 panni	1 pz



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
VIA R. MERENDI, 22  
20007 CORNAREDO (MI)  
TEL. +39 02 93 99 190  
FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

