



**Tappo filtrante piatto FastCap™, membrana in PES, Ø 90 mm, 0,2 µm, sterile**

Tappo filtrante piatto FastCap™, membrana in PES, Ø 90 mm, 0,2 µm, sterile.

Filtra, velocemente e in modo economico, fino a 5 litri di liquido.

Applicare semplicemente all'imboccatura della bottiglia, applicare il vuoto e far partire il processo di filtrazione.





**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
VIA R. MERENDI, 22  
20007 CORNAREDO (MI)  
TEL. +39 02 93 99 190  
FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

