



Agitatore magnetico con piastra riscaldante SB302, 30x30 cm Metal 30x30 cm, 230 VAC

Stuart

Agitatore magnetico con piastra riscaldante SB302, 30x30 cm.

Ideale per trattare recipienti di grandi dimensioni.

Circuito di sicurezza indipendente per proteggere dal surriscaldamento.

Potente azione agitante.

Un allarme luminoso per piastra calda lampeggia quando la temperatura della piastra supera i 50°C, attivo anche quando la piastra è spenta e connessa all'energia elettrica. Potenti motore e magneti permettono una velocità di agitazione fino a 1500 rpm e volumi fino a 15 litri.

Il modello SB302 è dotato di piastra in robusta lega di alluminio/silicone. L'ottima trasmissione di calore di questo materiale permette il riscaldamento rapido e assicura la distribuzione del calore sull'intera superficie della piastra.

Fornito con raccordi per asta e completo di 2 ancorette magnetiche rivestite in PTFE da 25 mm.

- Dimensioni piastra, mm: 300 x 300.
- Area riscaldata, mm: 300 x 300.
- Materiale piastra: lega Al / Si.
- Potenza riscaldante, W: 600.
- Massima temperatura della piastra °C: 300.
- Velocità di agitazione, rpm: 100 - 1500.
- Massimo volume agitabile: 15 litri.
- Dimensioni, mm (largh. x prof. x h): 320 x 370 x 105.
- Peso netto, kg: 7.
- Alimentazione: 230 V, 50 Hz.
- IP: 31.



Code	Description	Packaging
LLG04687025	Agitatore magnetico con piastra riscaldante SB302, 30x30 cm	1 pz



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
VIA R. MERENDI, 22  
20007 CORNAREDO (MI)  
TEL. +39 02 93 99 190  
FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

