

**Imbuto ARNOLD con coperchio, GL45****SCAT**

Imbuto ARNOLD con coperchio, GL45.

In PE-HD, con paraspruzzi e 2 setacci rimovibili.

Diametro dell'imbuto = 200 mm.

Assicura protezione grazie al coperchio incernierato con doppia guarnizione: nemmeno i residui dei solventi più peridolosi possono fuoriuscire.

Flussi più elevati sono possibili eliminando la valvola a sfera.

Il para-spruzzi e i setacci sono un'ulteriore garanzia di sicurezza.



Code	Description	Packaging
LLG04688631	Imbuto ARNOLD con coperchio, GL45	1 pz



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
VIA R. MERENDI, 22  
20007 CORNAREDO (MI)  
TEL. +39 02 93 99 190  
FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

