



Setto per GC, diam. esterno 11 mm, blu

Trajan Scientific

Setto per GC, diam. esterno 11 mm, blu.

Affidabile controllo della pressione del gas carrier in ingresso.

Può essere perforato e rigillato molte volte senza che pezzi del setto rimangano nel sistema di iniezione.

Raccomandato per applicazioni a bassa temperatura.



Code	Description	Packaging
LLG04691935	Setto per GC, diam. esterno 11 mm, blu	50 pz



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
VIA R. MERENDI, 22  
20007 CORNAREDO (MI)  
TEL. +39 02 93 99 190  
FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

