

**Setto per GC, diam. esterno 12.7 mm, blu****Trajan Scientific**

Setto per GC, diam. esterno 12.7 mm, blu. In silicone.  
Affidabile controllo della pressione del gas carrier in ingresso.  
Può essere perforato e rigillato molte volte senza che pezzi del setto rimangano nel sistema di iniezione.  
Raccomandato per applicazioni a bassa temperatura.



Code	Description	Packaging
LLG04691937	Setto per GC, diam. esterno 12.7 mm, blu	50 pz



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
VIA R. MERENDI, 22  
20007 CORNAREDO (MI)  
TEL. +39 02 93 99 190  
FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

