

**Centrifuga Multi FC5706P 100-230V****Ohaus**

Centrifuga multifunzione affidabile e compatta, ideale per applicazioni di laboratorio generiche.

- Intervallo di velocità: 200 rpm - 6.000 rpm;
- Forza centrifuga relativa massima: 4.427 g;
- Portata massima (rotore): 6 x 50 ml;
- Display LCD, retroilluminato, 2 righe;
- Motore silenzioso senza spazzole, ingombro ridotto;
- Memorie di programma: 99;
- Consumo energetico: 70 W;
- Temporizzatore: continuo; da 10 sec a 99 h 59 min 59 sec; Quickspin;
- Dim. 427 mm x 271 mm x 370 mm (LxAxL).

Le centrifughe Frontier™ Multi sono centrifughe affidabili, compatte, a bassa velocità per scopi generici.

Le opzioni standard del rotore possono processare sia provette a fondo rotondo che conico (comprese le comuni provette del sangue) e possono essere facilmente adattate con accessori per processare provette più piccole.

Le centrifughe Multi sono dotate di un'interfaccia intuitiva.

Il profilo compatto consente di risparmiare spazio prezioso sul banco di lavoro in laboratorio.



Code	Description	Packaging
LLG04713494	Centrifuga Multi FC5706P 100-230V	



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
VIA R. MERENDI, 22  
20007 CORNAREDO (MI)  
TEL. +39 02 93 99 190  
FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

