

**Centrifuga Multi FC5816R V1 230 V****Ohaus**

Le centrifughe Frontier 5000 Multi-Pro sono progettate per un uso universale in molteplici applicazioni nei laboratori di ricerca, industriali e clinici e possono essere combinate con la nostra gamma di rotori e accessori per un uso personalizzato. Disponibili in 11 modelli con portate da 0,2 ml a 4 x 1000 ml e prestazioni ad alta velocità al massimo volume, identificazione automatica del rotore e funzionalità di sicurezza.

Centrifughe universali potenti e versatili per tutte le applicazioni di laboratorio.

Design intuitivo e di facile utilizzo.

Progettazione di standard elevato affidabile e resistente.

Applicazioni: Separazione centrifuga, preparazione generica per campioni, pellettizzazione delle cellule, separazione delle proteine, separazione dell'acido nucleico, concentrazione cellulare, separazione chimica, diagnostica, preparazione ambientale per campioni, elaborazione del campione ematico.

Display a cristalli liquidi (LCD) retroilluminato.

Camera in acciaio inossidabile resistente alla corrosione con coperchio in plastica in policarbonato/ABS.

Dieci velocità di accelerazione e decelerazione, selezione del tempo di esecuzione da 10 secondi a 99 ore 59 minuti o continua, rapide rotazioni, sistema di refrigerazione senza CFC, indicazione della temperatura del campione (modelli refrigerati), sistema di blocco del coperchio, massima protezione, doppio sensore di squilibrio.



| Code        | Description                       | Packaging |
|-------------|-----------------------------------|-----------|
| LLG04721358 | Centrifuga Multi FC5816R V1 230 V | 1 pz      |



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
VIA R. MERENDI, 22  
20007 CORNAREDO (MI)  
TEL. +39 02 93 99 190  
FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

