



Cuvette cilindriche 120-QX, spessore 10 mm, in quarzo SUPRASIL® 300, macro, con tappo in PTFE

Hellma

Cuvette cilindriche 120-QX, spessore 10 mm, in quarzo SUPRASIL® 300, macro, con tappo in PTFE. Volume 2800 µl. Dimensioni esterne 12.5 mm. Numero finestre: 2.



Code	Description	Packaging
LLG06056058	Cuvette cilindriche 120-QX, spessore 10 mm, in quarzo SUPRASIL® 300, macro, con tappo in PTFE	1 pz



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
VIA R. MERENDI, 22  
20007 CORNAREDO (MI)  
TEL. +39 02 93 99 190  
FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

