

**Adattatore KECK KA, RD 14, completo, rosso****Duran**

Adattatore KECK KA, RD 14, completo, rosso, dal vetro di collegamento del tubo alla plastica, raccordo del tubo flessibile 4,5 mm. In PBT. Collegamento e scollegamento rapido della parte del tubo al tappo filettato con solo 1/4 di giro. Collegamento a vite permanente con l'ugello in vetro. Gli adattatori KECK™ prevengono la rottura del vetro sugli ugelli e proteggono le dita e le mani da lesioni.





CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

