

**Igrometro universale****Amarell**

Igrometro universale 0.700 - 2.000:0,02 g/cm<sup>3</sup>, temperatura di riferimento 20°C, senza termometro, lungh. 280 mm.

La misura della densità effettuata dagli igrometri senza termometro può essere utilizzata per molte misure di gravità specifica.

- Accuratezza  $\pm 1$ g/cm<sup>3</sup>.
- Incrementi 0.002 g/cm<sup>3</sup>.
- Lunghezza: 280 mm.
- Temperatura di riferimento: 20 °C.



Code	Description	Packaging
LLG06076085	Igrometro universale 0.700 - 2.000:0,02 g/cm <sup>3</sup> , temperatura di riferimento 20°C, senza termometro, lungh. 280 mm	1 pz



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
VIA R. MERENDI, 22  
20007 CORNAREDO (MI)  
TEL. +39 02 93 99 190  
FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

