

**Provette per centrifuga, ASTM, cilindriche, in vetro****Lenz-Laborglas**

Provette con fondo conico in accordo alla ASTM D 91, capacità: 100 ml, possono essere usate fino a RCF 700 (forza centrifuga relativa), lunghezza max 203 mm, in vetro DURAN®.



| Code        | Description  | Packaging |
|-------------|--|-----------|
| LLG06204706 | Provette per centrifuga, ASTM, cilindriche, in vetro | 1 pz      |



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
VIA R. MERENDI, 22  
20007 CORNAREDO (MI)  
TEL. +39 02 93 99 190  
FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

