

**Agitatore orbitale Orbit 1000 230 V, incl. cavi di alimentazione UE e UK****Corning**

Agitatore orbitale digitale per applicazioni di agitazione e miscelazione.

Quattro configurazioni di piattaforma (**da acquistare a parte**) consentono all'agitatore orbitale digitale Orbit™ 1000 di soddisfare diverse esigenze.

Le piattaforme piatte singole e doppie supportano vassoi e piastre.

La piattaforma doppia consente di espandere la capacità dell'agitatore senza aumentare l'ingombro. La piattaforma universale ha barre a molla che si adattano a beute, bottiglie, portaprovette e contenitori di forma irregolare. Preforata per contenere morsetti Erlenmeyer (**morsetti venduti separatamente**), la piattaforma per beute è ideale per miscelare e far crescere colture.

Le piattaforme sono rimovibili e intercambiabili.

- Orbita di media portata per un'eccellente aerazione della coltura.
- Costruzione compatta per l'uso in incubatore.
- Solido e resistente.

Il cuore dell'Orbit™ 1000 è un potente motore senza spazzole e un meccanismo di agitazione controbilanciato che garantiscono un funzionamento regolare e anni di utilizzo senza problemi. Velocità e tempo vengono impostati con una manopola analogica, mentre i valori impostati e correnti vengono visualizzati digitalmente.

La velocità è regolabile su un'ampia gamma di valori per consentire applicazioni quali la colorazione e la decolorazione di gel, la crescita di colture batteriche e l'ibridazione.

Orbit™ 1000 è utilizzabile in ambienti a temperatura controllata.

Il suo ingombro ridotto lo rendono ideale per l'inserimento in incubatori.

**Piattaforme vendute separatamente.**

**Specifiche**

- Intervallo di velocità 20 - 300 giri/min;
- Timer 0 - 99 min o continuo;
- Orbita circolare: 19 mm;
- Capacità massima 4 x 1 L, 5 x 500 mL, 9 x 250 mL, 16 x 125 mL;
- Carico massimo: 4 kg;
- Intervallo di funzionamento: ambiente +4° a 65°C;
- Dimensioni (L x P x A): 25,6 x 31,8 x 12,7 cm;
- Peso: 7,3 kg.



Code	Description	Packaging
LLG06228380	Agitatore orbitale Orbit 1000, 230 V, incl. cavi di alimentazione UE e UK	1 pz



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
VIA R. MERENDI, 22  
20007 CORNAREDO (MI)  
TEL. +39 02 93 99 190  
FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

