



Asta di agitazione KPG Duran WB 16, liscia, lunghezza totale 260 mm

Duran

Asta di agitazione DURAN® KPG®, cava, lucidata, intercambiabile.



| Code        | Description  | Packaging |
|-------------|--|-----------|
| LLG06233070 | Asta di agitazione KPG, in vetro Duran, WB 16, forata, lunghezza totale 260 mm | 1 pz      |



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
VIA R. MERENDI, 22  
20007 CORNAREDO (MI)  
TEL. +39 02 93 99 190  
FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

