

**Rubinetto a tre vie Discofix C-3, blu****B. Braun**

Rubinetto a tre vie Discofix C-3, blu. Per terapia infusionale e monitoraggio.

- Resistente all'esposizione a: farmaci, soluzioni infusionali, disinfettanti a base alcolica;
- Sopporta pressioni fino a 2 bar;
- Esente da lattive, PVC e DEHP;
- Permette il facile accesso da parte di iniettori e aspiratori;



Code	Description	Packaging
LLG06234676	Rubinetto a tre vie Discofix C-3, blu, ATTENZIONE! ORDINE MINIMO 2 conf. O MULTIPLI DI 2 conf.	100 pz



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
VIA R. MERENDI, 22  
20007 CORNAREDO (MI)  
TEL. +39 02 93 99 190  
FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

