

**Aspiratore per pipette, 1-10 ml, diam. 40 x 100 h mm****Kartell**

Aspiratore e dosatore di sicurezza per pipette.

Utile per aspirare con una pipetta liquidi pericolosi, evitando di respirarne i vapori, e per effettuare con rapidità prelievi ripetuti dello stesso volume (fino a 10 ml).

Riempimento della pipetta con la semplice pressione del pulsante.

Facile taratura, nell'intervallo da 1 a 10 ml, mediante la rotazione della ghiera superiore.

Corpo realizzato in ABS giallo, con graduazione di riferimento della posizione della ghiera di regolazione.

Materiali: ABS, HDPE E PA6.



Code	Description	Packaging
LLG06236325	Aspiratore per pipette, 1-10 ml, diam. 40 x 100 h mm	1 pz



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
VIA R. MERENDI, 22  
20007 CORNAREDO (MI)  
TEL. +39 02 93 99 190  
FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

