




Adattatore diam. 33 mm, altezza 15 mm, per beute filtranti 250-500 ml

ISOLAB

Adattatore diam. 33 mm, altezza 15 mm, per beute filtranti 250-500 ml. In gomma naturale, il design particolare permette di mantenere centrato l'imbuto e la beuta filtrante. Riduce il danno in caso di urto. Forma una sigillatura pulita tra il bordo della beuta e il cono dell'imbuto.



Code	Description	Packaging
LLG06240985	Adattatore diam. 33 mm, altezza 15 mm, per beute filtranti 250-500 ml	1 pz



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
VIA R. MERENDI, 22  
20007 CORNAREDO (MI)  
TEL. +39 02 93 99 190  
FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

