

**Agitatore orbitale Orbit LS****Corning**

Agitatore orbitale Orbit LS. Per la colorazione e la decolorazione di gel. Dotato di una piattaforma di 30 x 30 cm coperta da un tappeto anti-scivolo. Utilizzabile in camera fredda o in incubatori.

- Velocità 3-60 rpm / incremento: 10 min.
- Carico massimo: 5 kg.
- Timer 20 - 120 min o in continuo.
- Movimento orbitale circolare 19 mm.
- Gamma temperatura: +4 °C / 70 °C.
- Dim. est. (L x p x h): 25,5 x 32 x 16 cm / peso: 6 kg.
- Voltaggio 230V 50/60Hz.





**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
VIA R. MERENDI, 22  
20007 CORNAREDO (MI)  
TEL. +39 02 93 99 190  
FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

