



Guarnizione di ricambio, in PP, autoclavabile fino a 140°C, trasparente, per bottiglie in Pirex

DWK Life Sciences

Guarnizione di ricambio, in PP, autoclavabile fino a 140°C, trasparente. Assicura lo spillamento senza gocciolio. Per utilizzo con bottiglie in Pirex con filettatura a vite GL 45.



Code	Description	Packaging
LLG06261208	Guarnizione di ricambio, resistente fino a 140 °C, trasparente, GL45	10 pz



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
VIA R. MERENDI, 22  
20007 CORNAREDO (MI)  
TEL. +39 02 93 99 190  
FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

