



Bilancia Ranger R31P1502 1,5 kg / 0,05 g, piatto di pesata 225 x 300 mm

Ohaus GmbH

Bilance da banco multiuso e compatte per applicazioni di pesata industriale.

### **Applicazioni**

Pesata, conteggio pezzi, controllo del peso, pesata percentuale, pesata di animali/dinamica, Display Hold, sommatoria.

### **Display**

Display LCD retroilluminato, LED di controllo a 3 colori.

### **Funzionamento**

Alimentatore CA (incluso) o batteria ricaricabile (inclusa).

### **Comunicazione**

Porta di comunicazione con accesso facilitato con interfaccia RS232 (inclusa) e seconda porta RS232, USB o Ethernet (accessori venduti separatamente)

### **Struttura**

Armatura in ABS, piattaforma in acciaio inossidabile, interruttore di blocco del menu, indicatore di livellamento anteriore, gancio per pesata da sotto integrato, maniglia per il trasporto.

### **Caratteristiche costruttive**

Batteria con 210 ore di durata, spie di controllo del peso a 3 LED con funzionamento selezionabile e impostazioni del segnale acustico, impostazioni ambientali e di stampa automatica selezionabili, spegnimento automatico, tara automatica.



- Portata massima: 1,5 kg;
- Risoluzione: 0,05 g;
- Risoluzione (certificata): 0,5 g;
- Dimensioni piattaforma (LxL): 225 mm x 300 mm;
- Alimentazione: alimentazione AC (inclusa); batteria ricaricabile (inclusa);
- Autonomia batteria: 210 ore con batteria ricaricabile;
- Comunicazione: seconda RS232 (disponibile come accessorio); Ethernet (disponibile come accessorio); RS232 (inclusa); USB (disponibile come accessorio).
- Dimensioni: 311 mm x 117 mm x 327 mm (LxAxL);
- Display LCD con retroilluminazione LED bianco + 3 LED;
- Linearità:  $\pm 0,1$  g;
- Peso netto: 4,2 kg;



- Struttura della piattaforma: acciaio inossidabile;
- Campo di tara: fino alla portata massima per sottrazione;
- Unità di misura: grammo; chilogrammo; libbra; oncia; libbra:onzia.
- Ambiente di lavoro: da -10 °C a 40 °C, 85% UR, senza condensa.

Code	Description	Packaging
LLG06264038	Bilancia Ranger R31P1502 1,5 kg / 0,05 g, piatto di pesata 225 x 300 mm	1 pz





**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
VIA R. MERENDI, 22  
20007 CORNAREDO (MI)  
TEL. +39 02 93 99 190  
FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

