



Bilancia Ranger R31P1502 1,5 kg / 0,05 g, piatto di pesata 225 x 300 mm

Ohaus GmbH

Bilance da banco multiuso e compatte per applicazioni di pesata industriale.

Applicazioni

Pesata, conteggio pezzi, controllo del peso, pesata percentuale, pesata di animali/dinamica, Display Hold, sommatoria.

Display

Display LCD retroilluminato, LED di controllo a 3 colori.

Funzionamento

Alimentatore CA (incluso) o batteria ricaricabile (inclusa).

Comunicazione

Porta di comunicazione con accesso facilitato con interfaccia RS232 (inclusa) e seconda porta RS232, USB o Ethernet (accessori venduti separatamente)

Struttura

Armatura in ABS, piattaforma in acciaio inossidabile, interruttore di blocco del menu, indicatore di livellamento anteriore, gancio per pesata da sotto integrato, maniglia per il trasporto.

Caratteristiche costruttive

Batteria con 210 ore di durata, spie di controllo del peso a 3 LED con funzionamento selezionabile e impostazioni del segnale acustico, impostazioni ambientali e di stampa automatica selezionabili, spegnimento automatico, tara automatica.



- Portata massima: 1,5 kg;
- Risoluzione: 0,05 g;
- Risoluzione (certificata): 0,5 g;
- Dimensioni piattaforma (LxL): 225 mm x 300 mm;
- Alimentazione: alimentazione AC (inclusa); batteria ricaricabile (inclusa);
- Autonomia batteria: 210 ore con batteria ricaricabile;
- Comunicazione: seconda RS232 (disponibile come accessorio); Ethernet (disponibile come accessorio); RS232 (inclusa); USB (disponibile come accessorio).
- Dimensioni: 311 mm x 117 mm x 327 mm (LxAxL);
- Display LCD con retroilluminazione LED bianco + 3 LED;
- Linearità: $\pm 0,1$ g;
- Peso netto: 4,2 kg;
- Struttura della piattaforma: acciaio inossidabile;
- Campo di tara: fino alla portata massima per sottrazione;
- Unità di misura: grammo; chilogrammo; libbra; oncia; libbra:onzia.
- Ambiente di lavoro: da -10 °C a 40 °C, 85% UR, senza condensa.



Code	Description	Packaging
LLG06264038	Bilancia Ranger R31P1502 1,5 kg / 0,05 g, piatto di pesata 225 x 300 mm	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

