



Valigetta per sistema multiparametrico KS MultiLine®ItiLine 2, per 3 sensori IDS, SENZA unità e sensori

WTW

Valigetta per sistema multiparametrico KS MultiLine®ItiLine 2, per 3 sensori IDS, SENZA unità e sensori.

Include: guscio protettivo SM Pro, tamponi STP 4 e STP 7, stand, beaker, standard conducibilità 1413  $\mu\text{S}/\text{cm}$  at 25° C.



Code	Description	Packaging
LLG06264792	Valigetta per sistema multiparametrico KS MultiLine®ltiLine 2, per 3 sensori IDS, SENZA unità e sensori	1 pz



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
VIA R. MERENDI, 22  
20007 CORNAREDO (MI)  
TEL. +39 02 93 99 190  
FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

