

**Colorimetro spettrofotometrico PFXi-195/3 con RCMSi****Tintometer**

Colorimetro per misure in olii scuri e grassi.

- Con tecnologia RCMSi integrata per calibrazione in remoto;
- Misura del colore automatica e non-soggettiva;
- Dati affidabili in conformità agli standard internazionali;
- Struttura in acciaio: molto robusta e chimicamente resistente.

Fornitura

Strumento PFXi, alimentatore esterno, 3 tipi di cavi di alimentazione: UK, EU e US, cavo USB e LAN, guida rapida, chiavetta USB (contenente manuale), RCMSi Starter Pack, certificato di conformità, scatola accessori con lampada alogena 5 volt, filtro di conformità, cella 1 x W600/ OG/10.

**Hai bisogno la qualifica IQ/OQ/PQ per lo strumento cui sei interessato?
Scopri come possiamo aiutarti**



| Code | Description | Packaging |
|-------------|--|-----------|
| LLG06265476 | Colorimetro spettrofotometrico PFXi-195/3 con confezione RCMSi | 1 pz |



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

