



Tappi a pressione per provette, in PE, Ø 33 mm, per provette Ø 35 mm

Kartell

Tappi a pressione per provette, in PE, Ø 33 mm, per provette Ø 35 mm.  
Si adattano perfettamente alle provette in plastica e in vetro.  
E' consentita la sterilizzazione per irraggiamento.



Code	Description	Packaging
LLG06267950	Tappi a pressione per provette, in PE, Ø 33 mm, per provette Ø 35 mm	100 pz



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
VIA R. MERENDI, 22  
20007 CORNAREDO (MI)  
TEL. +39 02 93 99 190  
FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

