

**Bottiglioni con rubinetto di scarico****Kartell**

Bottiglioni in HDPE, particolarmente robusti per uso prolungato; possono essere utilizzati anche a temperature sotto gli 0°C. Sono forniti completi di rubinetto di scarico BSPT da 3/4", che si accoppia con una filettatura profonda per assicurare una migliore tenuta. Unico tipo di rubinetto per qualsiasi capacità. Si raccomanda di lubrificare la filettatura del rubinetto con qualche goccia di vaselina, per facilitarne l'avvitamento e la tenuta. Disponibile, a richiesta, il rubinetto di ricambio. IDONEI AL CONTATTO ALIMENTARE.



Code	Description	Packaging
LLG06269251	Bottiglione da 25 litri, HDPE, bocca stretta, Ø 280 x H 565 mm, Ø interno collo 79,5 mm, Ø esterno collo 95,5 mm, con rubinetto	1 pz



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
VIA R. MERENDI, 22  
20007 CORNAREDO (MI)  
TEL. +39 02 93 99 190  
FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

