



Precision British Standard L50 SP BS 718, igrometro tipo L, 0.750-0.800 in 0.0005 g/cm<sup>3</sup>, lungh. Tot.: 335 mm, certificato di calibrazione DAkkS **Ludwig Schneider**

Precision British Standard L50 SP BS 718, igrometro tipo L, 0.750-0.800 in 0.0005 g/cm<sup>3</sup>, lungh. Tot.: 335 mm, certificato di calibrazione DAkkS.



Code	Description	Packaging
LLG06274229	Precision British Standard L50 SP BS 718, igrometro tipo L, 0.750-0.800 in 0.0005 g/cm <sup>3</sup> , lungh. Tot.: 335 mm, certificato di calibrazione DAkkS	1 pz



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
VIA R. MERENDI, 22  
20007 CORNAREDO (MI)  
TEL. +39 02 93 99 190  
FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

