



Portafiltro magnetico in PES MF5, 500 ml, diam. est. 47 mm e coperchio in PP kit con filtro a siringa

**Witeg Labortechnik**

Portafiltro magnetico in PES MF5, 500 ml, diam. est. 47 mm coperchio in PP kit con filtro a siringa.

- La connessione magnetica facilita il veloce e stabile attacco senza la necessità di pinze;
- La connessione magnetica permette di lavorare con una sola mano, prevenendo strappi o piegamenti della membrana;
- Base con guida per l'inserimento della membrana che ne aiuta il corretto posizionamento;
- La struttura in PES garantisce eccellente resistenza a urti e alte temperature (fino 180°C);
- Imbuto graduato con incrementi di 50 ml;
- Autoclavabile;
- Riutilizzabile;
- Diam. est. 47 mm;
- Filtro in PTFE: 25 mm, 0.2 m.



Code	Description	Packaging
LLG06274486	Portafiltro magnetico in PES MF5, 500 ml, diam. est. 47 mm e coperchio in PP kit con filtro a siringa	1 pz



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
VIA R. MERENDI, 22  
20007 CORNAREDO (MI)  
TEL. +39 02 93 99 190  
FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

