



Liquido di raffreddamento HKF 15.1 MW65 5 L (senza prodotti dan.)

Fryka-Kältetechnik

Liquido refrigerante.

- Consigliato per tutti i raffreddatori a ricircolo FRYKA;
- Tanica da 5 litri;
- Miscela pronta all'uso;
- Resistente al gelo fino a -15 °C;
- Non miscelare con altri refrigeranti.



Code	Description	Packaging
LLG06284446	Liquido di raffreddamento HKF 15.1 MW65 5 L (senza prodotti pericolosi)	1 pz



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
VIA R. MERENDI, 22  
20007 CORNAREDO (MI)  
TEL. +39 02 93 99 190  
FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

