



Kit completo, 6x250ml: tamponi pH 4.01/7.00/9.21, KCl 3 mol/l, pepsina, soluzione di conservazione,  
UN 3265, 8, III, (E)

**Mettler-Toledo**

Questo kit contiene una bottiglia da 250 ml dei seguenti componenti: soluzioni tampone pH 4.01, pH 7.00, pH 9.21, elettrolita KCl 3 da mol/l, soluzione di pulizia con pepsina e soluzione di conservazione InLab.



Code	Description	Packaging
LLG06285043	Kit completo 1, 6x250ml: tamponi pH 4.01/7.00/9.21, KCl 3 mol/l, pepsina, soluzione di conservazione, UN 3265, 8, III, (E)	1 pz



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
VIA R. MERENDI, 22  
20007 CORNAREDO (MI)  
TEL. +39 02 93 99 190  
FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

