



Tappi per provette, colore rosso, monouso, Ø 16 mm, per provette LLG04675450

**Kartell**

Questi tappi sono progettati per garantire una chiusura sicura e affidabile delle provette utilizzate nei laboratori di analisi, ricerca e diagnostica.

Compatibili con diverse tipologie di provette, questi tappi a pressione offrono praticità d'uso e elevata compatibilità chimica.

- Disponibili in due colori: bianco (per provette RIA) e rosso (per provette standard);
- Realizzati in polietilene (PE) di alta qualità, resistente agli agenti chimici;
- Progettati per assicurare una chiusura efficace e prevenire rischi di contaminazione;
- Certificazioni: conformità alle normative vigenti per il contatto con sostanze chimiche di laboratorio.



Code	Description	Packaging
LLG06286417	Tappi per provette, colore rosso, monouso, Ø 16 mm, per provette LLG04675450	1000 pz



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

