



Omogeneizzatore da laboratorio WSG30E con 3 recipienti di macinazione, ognuno con coperchio di Sprzet Laboratoryjny iMedyczny stoccaggio

Omogeneizzatore da laboratorio WSG30E con 3 recipienti di macinazione, ognuno con coperchio di stoccaggio.

- Bloccaggio di sicurezza del coperchio.
- Velocità di macinazione di 19000 giri/min.
- Funzione PULSE per selezionare la granulosità desiderata.
- Fornito con 3 recipienti con coperchio in stoccaggio.
- Lame in acciaio inox.



Code	Description	Packaging
LLG06290267	Omogeneizzatore da laboratorio WSG30E con 3 recipienti di macinazione, ognuno con coperchio di stoccaggio	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

