

**CERTOCLAV CV-EL 12L GS, Table autoclave, 1****CertoClav Sterilizer**

L'autoclave da laboratorio CertoClav EL è pronta in pochi minuti grazie al suo semplice funzionamento. La sua costruzione versatile e compatta rende questa autoclave adatta ad applicazioni nella ricerca, sviluppo e in medicina.

Funzionamento semplice. Affidabile. Precisione garantita grazie al termostato e al controllo a 2 stadi.

La preparazione di terreni di coltura, controlli qualità e i processi di sterilizzazione si eseguono semplicemente e velocemente.

Il termometro e il manometro di precisione della pressione con indicatore di massima, assicurano risultati senza errori per tutte le applicazioni.

La camera di sterilizzazione è facile da aprire e chiudere, mediante la semplice rotazione del coperchio.

- Capacità Litri: 12;
- Diam. mm: 240;
- Altezza interna mm: 260.

**Hai bisogno la qualifica IQ/OQ/PQ per lo strumento cui sei interessato? Scopri come possiamo aiutarti**



Code	Description	Packaging
LLG06314151	CERTOCLAV CV-EL 12L GS,Table autoclave,1	1 pz



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
VIA R. MERENDI, 22  
20007 CORNAREDO (MI)  
TEL. +39 02 93 99 190  
FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

