



Soluzione riempimento ISE, per elettrodi ione selettivi, ammonio, 60 ml

Thermo Elect.LED GmbH
(Orion)

Soluzione riempimento ISE, per elettrodi ione selettivi, ammonio, 60 ml.
Particolarmente studiata per migliorare le prestazioni dell'elettrodo e
aumentarne la durata.



Code	Description	Packaging
LLG06317535	Soluzione di riempimento ISE, per elettrodi ione selettivi, ammonio, 60 ml	5 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

