



Tampone a punta tonda, 68 mm, testa in schiuma di poliuretano, 2.5 x 3.0 mm, manico in PP

Ideal-tek

Tampone a punta tonda, 68 mm, testa in schiuma di poliuretano, 2.5 x 3.0 mm, manico in PP.
Ottima ritenzione del solvente.
esente da adesivi e leganti che potrebbero contaminare i successivi processi.
Non rilascia fibre: ideale quando è necessario controllare la generazione di particelle.



Code	Description	Packaging
LLG06318872	Tampone a punta tonda, 68 mm, testa in schiuma di poliuretano, 2.5 x 3.0 mm, manico in PP	100 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

