

**Pompa peristaltica Reglo-Digital con MasterflexLive****VWR International**

Pompa multicanale per l'erogazione accurata di liquidi a basso flusso. Interfaccia intuitiva, touch-screen.

Compatta, da banco, facile da usare, accurata.

Controllo delle operazioni sia analogico da remoto che via schermo.

Programmi di dispensazione pre-salvati per velocizzare le operazioni.



Code	Description	Packaging
LLG06323017	Pompa peristaltica Reglo-Digital con MasterflexLive	1 pz



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
VIA R. MERENDI, 22  
20007 CORNAREDO (MI)  
TEL. +39 02 93 99 190  
FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

