

**Lettore di codici a barre VisionMate HSX HighSpeed****Matrix**

Lettore di codici a barre VisionMate HSX HighSpeed.

Legge codici a barre 2D di provette Matrix™ e Nunc™ in rack formato da 24, 48, 96, e 384 in meno di un secondo.

Interfaccia utente di tipo grafico con multiple opzioni per la visualizzazione e l'esportazione a LIMS, ELN, o database.

Configurazione dei rack pre-caricate per rack Matrix™ e Nunc™.

Può leggere sia rack 2D che lineari per il opzioni addizionali di tracciamento.

Include lettore di barcode lineare che può essere posizionato in diverse punti della struttura metallica dell'unità base.

Un avviso LED dà all'utente la notifica del successo della lettura.

Protezione IP66.

Può essere integrato in sistemi automatici.

Garantisce flessibilità e compatibilità in workflow di stoccaggio nella ricerca farmacologica, biologica o in ambienti per stoccaggio genomico.



Code	Description	Packaging
LLG06326167	Lettore di codici a barre VisionMate HSX HighSpeed	1 pz



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
VIA R. MERENDI, 22  
20007 CORNAREDO (MI)  
TEL. +39 02 93 99 190  
FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

