



Fotometro MD640, valigetta e accessori

Tintometer

Fotometro MD640, valigetta e accessori.

Fotometro moderno e portatile per un'analisi veloce e affidabile. Massima precisione e riproducibilità grazie al filtro anti-interferenza.

- Display retroilluminato.
- Più di 120 metodi preprogrammati.
- Selezione automatica della lunghezza d'onda.
- E' possibile memorizzare fino a 500 valori di misura con ID del luogo, ora e data
- Interfaccia Bluetooth® per la trasmissione dei dati.
- Ideale per la verifica della qualità dell'acqua nei sistemi di raffreddamento e nelle caldaie.
- Accuratezza della lunghezza d'onda ± 1 nm.
- Precisione fotometrica 2% FS (T = 20 °C - 25 °C).
- Funzionamento tastiera a membrana tattile resistente agli acidi e ai solventi con feedback acustico tramite cicalino incorporato.
- Auto – OFF Sì.
- Alimentazione elettrica 4 batterie (stilo AA/LR6).
- Durata delle batterie ca. 26 h.
- Classe di protezione IP 68.
- Lingue dell'interfaccia utente: tedesco, inglese, francese, spagnolo, italiano, portoghese, polacco, indonesiano.
- Dimensioni 95 x 45 x 210 mm.
- Peso 450 g.

Fornitura: fotometro in valigetta, 4 batterie (AA), 3 cuvette 24 mm, 3 cuvette 16 mm, 1 adattatore ciascuno (cuvette da 16 mm e 13 mm), asta di agitazione in plastica 13 cm, spazzola 11 cm, cacciaviti, istruzioni per l'uso, **senza reagenti**. Al momento dell'ordine, si prega di indicare i set di reagenti o i parametri desiderati.



| Code | Description | Packaging |
|-------------|--|-----------|
| LLG06326645 | Fotometro MD640, valigetta e accessori | 1 pz |



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

