



Frigo-congelatore da laboratorio SCFvh 4002 Perfection, NoFrost, dim. 2044x597x654 mm

Liebherr

Frigo-congelatore da laboratorio SCFvh 4002 Perfection, con NoFrost, dim. 2044x597x654 mm. In acciaio colore bianco.

Vano frigorifero:

- Volume lordo di raffreddamento: 272 litri.
- Raffreddamento del volume netto: 206 litri.
- Intervallo di temperatura impostabile: +3 °C a +16 °C.
- Display della temperatura: digitale.
- Sistema di raffreddamento vano frigorifero: dinamico.
- Sbrinamento: automatico
- Illuminazione interna: colonna luminosa a LED a sinistra.
- Numero griglie di appoggio: 5, di cui regolabile: 4.

Vano congelatore:

- Volume lordo di congelamento: 112 litri.
- Congelamento del volume netto: 58 litri.
- Intervallo di temperatura impostabile: -9 °C a -30 °C.
- Display della temperatura: digitale.
- Tecnologia del freddo: NoFrost.
- Sistema di raffreddamento vano congelatore: dinamico.
- Sbrinamento: automatico.
- Illuminazione interna: a LED.
- Cassetti nel vano congelatore: 3.
- Numero griglie di appoggio: 3, di cui regolabile: 0.



Code	Description	Packaging
LLG06326739	Frigo-congelatore da laboratorio SCFvh 4002 Perfection, NoFrost, dim. 2044x597x654 mm	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

