



Occhiali di protezione SecureFit 200, anti-graffio/anti-appannamento Plus coating, lenti: gialle

3M

Occhiali di protezione SecureFit 200, anti-graffio/anti-appannamento Plus coating, lenti: gialle.

Provvisi di astine realizzate con 3M™ Pressure Diffusion Temple Technology che permette un naturale adattamento dell'occhiale al volto, per un comfort ottimale e un'elevata sicurezza. Lenti in policarbonato per un assorbimento e con trattamento antiappannamento (AF). Categoria DPI: 2. Certificazione CE. Conformità alle norme EN 166:2001, EN 170:2002 e al Regolamento UE 2016/425.



Code	Description	Packaging
LLG06326777	Occhiali di protezione SecureFit 200, anti-graffio/anti-appannamento Plus coating, lenti: gialle	1 pz



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
VIA R. MERENDI, 22  
20007 CORNAREDO (MI)  
TEL. +39 02 93 99 190  
FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

