



Densimetro di precisione, tipo L50 SP BS 718, 0.700-0.750:0.0005 g/cm<sup>3</sup>, senza termometro,  
incl.certificato di calibrazione su 3 punti

**Ludwig Schneider**

Densimetro di precisione, tipo L50 SP BS 718, 0.700-0.750:0.0005 g/cm<sup>3</sup>, senza  
termometro, incl.certificato di calibrazione su 3 punti.



Code	Description	Packaging
LLG06327073	Densimetro di precisione, tipo L50 SP BS 718, 0.700-0.750:0.0005 g/cm <sup>3</sup> , senza termometro, incl.certificato di calibrazione su 3 punti	1 pz



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
VIA R. MERENDI, 22  
20007 CORNAREDO (MI)  
TEL. +39 02 93 99 190  
FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

