

**Congelatore da laboratorio SFFsg 4001.740 con cassettei****Liebherr**

Congelatore da laboratorio con vano interno privo di fonti di accensione.

**Dimensioni esterne**

Altezza / larghezza / profondità: 188,4 / 59,7 / 65,4 cm.

**Intervallo di temperatura impostabile:**

-9 °C a - 30 °C.

**Consumo energetico per anno:** 384 kWh/a.

**Stabilità della temperatura:** ±5 °C.

- Conformità alla Direttiva ATEX: adatto alla conservazione di sostanze infiammabili in contenitori chiusi che potrebbero creare atmosfere esplosive;
- Niente ghiaccio, nessuna necessità di sbrinare: SmartFrost riduce notevolmente la formazione di ghiaccio all'interno dell'apparecchiatura e sui prodotti;
- Interfaccia WiFi/LAN integrabile;
- Serratura meccanica con due chiavi;
- Interno in un unico pezzo di polistirene, senza giunzioni in cui può annidarsi la sporcizia;
- Relè di allarme;
- Piedini regolabili in altezza;
- Maniglia antibatterica: contiene speciali sostanze antimicrobiche che riducono i batteri fino al 99,99%. Non è necessaria una disinfezione regolare e dispendiosa in termini di tempo.

**Hai bisogno la qualifica IQ/OQ/PQ per lo strumento cui sei interessato? Scopri come possiamo aiutarti**



Code	Description	Packaging
LLG06327331	Congelatore da laboratorio SFFsg 4001.740 con cassette	1 pz



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
VIA R. MERENDI, 22  
20007 CORNAREDO (MI)  
TEL. +39 02 93 99 190  
FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

