



Igrometro di precisione per la misura della densità, tipo L50 SP, standard BS 718, range di misura 0.800-0.850:0.0005 g/cm³, senza termometro, con certificato di calibrazione su 3 punti

Ludwig Schneider

Igrometro di precisione per la misura della densità, tipo L50 SP, standard BS 718, range di misura: 0.800-0.850g/cm³, divisione: 0.0005 g/cm³, senza termometro, con certificato di calibrazione su 3 punti. Lungh. totale: 335 mm. Diametro: 24 mm.



Code	Description	Packaging
LLG06327384	Igrometro di precisione per la misura della densità, tipo L50 SP, standard BS 718, range di misura 0.800-0.850:0.0005 g/cm ³ , senza termometro, con certificato di calibrazione su 3 punti	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

