



Provette PCR da 0,2 ml, in strip da 8 provette, con strip PCR a 8 tappi (a cupola)

**Ratiolab**

Provette per PCR da 0,2 ml, in strip da 8 provette, con strip PCR a 8 tappi (a cupola).

In polipropilene puro (PP).

Trasferimento di calore rapido e omogeneo grazie al design a pareti ultrasottili

Compatibili con tutti i principali marchi di termociclatori

Prive di DNasi, RNasi e DNA.

Adatte a Real-Time-PCR.



Code	Description	Packaging
LLG06327674	Provette PCR da 0,2 ml, in strip da 8 provette, con strip PCR a 8 tappi (a cupola)	250 pz



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
VIA R. MERENDI, 22  
20007 CORNAREDO (MI)  
TEL. +39 02 93 99 190  
FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

